

人恶性多发性畸胎瘤细胞 NTERA-2

Cat No. :KF-0951

- 种属:** 人
- 别称:** NTera-2; Ntera-2; Ntera 2; NTERA2; NTera2; N-Tera-2; NT-2; NT2
- 疾病:** 胚胎癌 (畸胎瘤)
- 传代比例/细胞消化:** 1:2 传代
- 完全培养基配置:** DMEM 培养基; 10%胎牛血清; 1%双抗
- 简介:** NTERA-2 是从一个 22 岁男性转移性畸胎瘤的 TERA-2 细胞系克隆而来; 细胞系也称为 NT-2
- 形态:** 上皮细胞样
- 生长特征:** 贴壁生长
- 倍增时间:** ~50-60h
- STR:** Amelogenin: X,Y; CSF1PO: 10, 12; D13S317: 13; D16S539: 11, 12, 13; D18S51: 14; D19S433: 14, 15.2; D21S11: 30, 31; D2S1338: 22, 25; D3S1358: 16; D5S818: 9, 12; D7S820: 10, 12; D8S1179: 13, 15; FGA: 23; TH01: 9.3; TPOX: 8; vWA: 18, 19;
- 培养条件:** 气相: 空气, 95%; 二氧化碳, 5%。温度: 37 摄氏度, 培养箱湿度为 70%-80%。
- 冻存条件:** 无血清冻存液: 官网货号 KF-H0003
- 仅供科研或生产使用, 不可直接应用于人体。**

注意:

- 1: 观察有无破损漏液情况, 如有请拍照及时联系客服。
- 2: 酒精消毒培养瓶表面后显微镜下观察细胞状态, 观察拍照后不用打开培养瓶盖放入培养箱静止 2-3 小时稳定 细胞状态。
- 3: 产品随货会附带细胞说明书、细胞培养操作指南、细胞鉴定、支原体检测报告。
- 4: 若产品有异常或其他疑问, 可随时联系客服; 转至技术支持。

