

## 人增生性瘢痕成纤维细胞

Cat No. :KF-6040

<b>种属:</b>	人
<b>组织来源:</b>	增生性瘢痕组织
<b>传代比例:</b>	1:2 传代
<b>完全培养基配置:</b>	基础培养基 500ml; 生长添加剂 5ml; 胎牛血清 10ml; 双抗 5ml
<b>简介:</b>	增生性瘢痕由少量有组织的胶原纤维组成, 缺乏粘液样基质。增生性瘢痕是深层真皮损伤的结果, 尤其是创伤后形成的伤口和炎症、纤维化阶段延长的伤口。瘢痕大小仅限于损伤范围, 而不累计周围未受伤皮肤, 能自行退化。
<b>形态:</b>	成纤维样细胞样
<b>生长特征:</b>	贴壁生长
<b>细胞检测:</b>	纤维连接蛋白 (Fibronectin) 荧光染色为阳性免疫荧光鉴定, 细胞纯度可达 90%以上, 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
<b>倍增时间:</b>	每周 2 至 3 次
<b>换液频率:</b>	2-3 天换液一次
<b>培养条件:</b>	气相: 空气, 95%; 二氧化碳, 5%。温度: 37 摄氏度, 培养箱湿度为 70%-80%。
<b>冻存条件:</b>	无血清冻存液: 官网货号 KF-H0003

**仅供科研或生产使用, 不可直接应用于人体。**

### 注意:

- 1: 观察有无破损漏液情况, 如有请拍照及时联系客服。
- 2: 酒精消毒培养瓶表面后显微镜下观察细胞状态, 观察拍照后不用打开培养瓶盖放入培养箱静止 2-3 小时稳定 细胞状态。
- 3: 产品随货会附带细胞说明书、细胞培养操作指南、细胞鉴定、支原体检测报告。
- 4: 若产品有异常或其他疑问, 可随时联系客服; 转至技术支持。

