

Perfect 6X DNA Loading Buffer (Blue)

货号: KF-YG0176

规格: 4 x 1.5 mL

产品描述

6X 上样缓冲液包含用于将 DNA 样品装载在琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶上的密度剂, 并带有跟踪染料, 以目视监测电泳。

X DNA 上样缓冲液 (蓝色) 含有两种蓝色追踪染料。浅蓝色染料在 1% 琼脂糖凝胶中以约 1.5kb 的长度运行, 深蓝色染料在约 200bp 的长度运行。

这些上样缓冲液不包含用于检测 DNA 带的荧光染料。为了方便一步上样和 DNA 染色, 我们提供 6X GelRed® 预上样缓冲液 (参见相关产品)。EvaGreen® 或 EvaGreen® Plus qPCR 反应的 PCR 产物可以使用 SYBR® Green 过滤器在凝胶上显示, 无需额外的荧光染料。我们还提供易于使用的 GelRed® 或 GelGreen® 包被琼脂糖。

